



BENECURA® TYLOM-BANDAGE

01/09, 1. Auflage



BENECURA® Tylom-Bandage

Tylom - veraltete griechische Bezeichnung für „**Schwiele**“.

Hat sich trotz guter Pflege eine Liegeschwiele am Ellbogen gebildet, ist es wichtig, sie sauber und geschmeidig zu halten und zu schützen.

Wie entsteht eine Liegeschwiele?

Der liegende Hund belastet den Ellbogen mit seinem Körpergewicht oder langer Liegedauer. Zuerst schubbern sich die Fellhaare ab, dann bildet sich mehr und mehr Schorf. So entsteht eine dicke Hornhautschicht, die nicht durchblutet und unelastisch ist. Durch Lecken, weil die Schwiele juckt, und durch Verletzungen kann es zu Rissen in der Hornhautschicht kommen. Eindringende Bakterien oder Pilze verursachen in der Folge eine Entzündung. Die fehlende Durchblutung macht die Behandlung meist langwierig.

Die **BENECURA® Tylom-Bandage** polstert die Ellbogenknochen ab und kann auch einen Salben-Verband fixieren. Zwei kurze gepolsterte Ärmel werden über den Rücken hinweg mit einem elastischen Gurt verbunden. Zusätzlich kann ein am Halsband befestigtes Nackenstück das Rutschen verhindern.

Auf Wunsch gibt es **die BENECURA® Tylom-Bandage** mit einem abriebfesten „Flicken“ speziell für die Hunde, die sich auch auf rauem Untergrund gerne hinlegen oder hinwerfen.

Die BENECURA® Tylom-Bandage ist waschbar bis 40°, die Polster austauschbar. Lieferbar in schwarz nach dem Ellbogen-Umfang 22, 24 bis 36 cm waagrecht um den Ellbogen beim stehenden Hund gemessen.

Schutz bei Liegeschwiele im Ellbogen-Bereich

